



Ficha técnica REF 50.93.78

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.93.78	Medicon ligador hemorroidal set cpl	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35157	GTIN	04046826057916
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-335
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso neto (kg)	0,138	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	POM (Polyoxymethylen_(Polyacetal/_Polyformaldehyd))		