



Ficha técnica REF 50.94.33

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	50.94.33	Lockhart Mummery sonda 16cm fig 3	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	31965	GTIN	04046826058005
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-117
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso neto (kg)	0,007	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	16cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		