



## Ficha técnica REF 50.94.34

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                 |                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 50.94.34                                        | Lockhart Mummery sonda 16cm fig 4 |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                           | Número de aduana                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 31965                                           | GTIN                              | 04046826058012          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                        | 13-117                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R004;06;aj;6M |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,006                                           | Manual de uso                     | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                              | Instrucciones de preparación      | MPK01-1                 |
| <div></div> |                                                 |                                   |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                   |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                 | Imagen detallada                  |                         |
|          |                                                 |                                   |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 16cm                                            | Revestimiento                     |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                 |                                   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                 |                                   |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                 |                                   |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)               |                                   |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                            |                                   |                         |
| Mango                                                                                                                                                                         | 1.4301 (X5CrNi18-10)                            |                                   |                         |