



Ficha técnica REF 51.06.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	51.06.02	Bakes dilatador Ø 2mm 30cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35250	GTIN	04046826058241
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-215
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso neto (kg)	0,022	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 2mm 30cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9) 1.4310 (X10CrNi18-8)		