



## Ficha técnica REF 51.11.55

11.12.2025

| Datos generales                                                                     |                                   |                                                                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Referencia                                                                          | 51.11.55                          | albarran y 1 canal p instr                                                         |                |
| Unidad                                                                              | unid.                             | Número de aduana                                                                   | 90189084       |
| GMDN                                                                                | 37090                             | GTIN                                                                               | 04046826059330 |
| Clasificación                                                                       | 2a (EU MDD)                       | UMDNS-Code                                                                         | 11-112         |
| Clasificación                                                                       | 6 (EU MDD)                        | Base UDI-DI                                                                        |                |
| Peso neto (kg)                                                                      | 0,200                             | Manual de uso                                                                      | G510700        |
| Latex free                                                                          | si                                | Instrucciones de preparación                                                       | MPK02          |
|    |                                   |                                                                                    |                |
| Medicon medios                                                                      |                                   |                                                                                    |                |
| Imagen completa                                                                     |                                   | Imagen detallada                                                                   |                |
|  |                                   |  |                |
|                                                                                     |                                   |                                                                                    |                |
| Condiciones de almacenamiento                                                       |                                   |                                                                                    |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                              |                                   |                                                                                    |                |
| Material                                                                            |                                   |                                                                                    |                |
|                                                                                     | N° de material (Denominación DIN) |                                                                                    |                |
| Cuerpo                                                                              | 1.4301 (X5CrNi18-10)              |                                                                                    |                |