



Ficha técnica REF 51.11.56

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	51.11.56	albarran y 2 canales p instr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37090	GTIN	04046826059347
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-112
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,200	Manual de uso	G510700
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		