





Ficha técnica REF 51.13.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	51.13.05	endoscopio Ø 4.0mm 300mm 12°	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189020
GMDN	36654	GTIN	04046826059620
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-289
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,200	Manual de uso	G776000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	0
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	4.0mm 300mm 12°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	PEEK (Polyetheretherketon)		
Otro	SAPHIRGLAS (Glas aus Saphirkristallen)		