



Ficha técnica REF 51.16.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	51.16.03	obturador solo p 51.16.00	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35692	GTIN	04046826059828
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-260
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;02;aj;59
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		