



Ficha técnica REF 51.17.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	51.17.03	obturador visual p 51.17.02	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35692	GTIN	04046826059934
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-260
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;02;aj;59
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	
----------------	--

Imagen completa	Imagen detallada
 	

Condiciones de almacenamiento	
No se requieren condiciones especiales de conservación	

Material	
	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)