








Ficha técnica REF 51.25.23

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 51.25.23 | Thorek tijera p prep 23cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 38727 | GTIN | 04046826060060 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-492 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg) | 0,070 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|    | | | |
| Medida | 23cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4117 (X38CrMoV15) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |