








Ficha técnica REF 51.57.89

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	51.57.89	Gil Vernet separador 9mm 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826060473
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,045	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	9mm 24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		