








## Ficha técnica REF 51.57.98

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	51.57.98	Gil Vernet separador 18mm 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826060510
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,051	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	18mm 24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		