






Ficha técnica REF 51.75.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	51.75.30	Guyon estilete p sondas uretrales crv 37cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826063016
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	10-762
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	37cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		