






Ficha técnica REF 51.79.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	51.79.10	cuchillo de repuesto p 51.79.02	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	17633	GTIN	04046826063047
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	17-633
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,023	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		