








Ficha técnica REF 51.97.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	51.97.03	Millin (Harris) pinza porta hilo 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11791	GTIN	04046826063566
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-336
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		