






## Ficha técnica REF 52.01.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.01.03	Cusco espéculo vag 85x36mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35352	GTIN	04046826063795
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-666
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,167	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	85x36mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		