






## Ficha técnica REF 52.02.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.02.03	Cusco espéculo mod suizo 110x27/30mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35352	GTIN	04046826063870
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-666
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,168	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	110x27/30mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		