






## Ficha técnica REF 52.11.04

11.12.2025

| Datos generales   |   |                              |                    |
|---|---|------------------------------|--------------------|
| Referencia  | 52.11.04  | Collin especulo vag 90x32mm  |                    |
| Unidad  | unid.   | Número de aduana             | 90189084           |
| GMDN  | 35352   | GTIN                         | 04046826064051     |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                   | 13-666             |
| Clasificación   | 5 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                  | 4046826;N004;05;XR |
| Peso neto (kg)  | 0,184   | Manual de uso                | GATDN00X           |
| Latex free  | si  | Instrucciones de preparación |                    |
|   |   |                              |                    |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                              |                    |
| Imagen completa   |   | Imagen detallada             |                    |
|   |   |                              |                    |
| Medida  | 90x32mm   | Revestimiento                |                    |
| Condiciones de almacenamiento   |   |                              |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |   |                              |                    |
| Material  |   |                              |                    |
|   | N° de material (Denominación DIN)               |                              |                    |
| Cuerpo<br>Tornillo  | 1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)    |                              |                    |