






## Ficha técnica REF 52.11.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.11.23	Collin especulo vag 110x40mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35352	GTIN	04046826064082
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-666
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,234	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	110x40mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		