






## Ficha técnica REF 52.23.65

11.12.2025

| Datos generales   |   |                               |                    |
|---|---|-------------------------------|--------------------|
| Referencia  | 52.23.65  | Kallmorgen espéculo vag fig 2 |                    |
| Unidad  | unid.   | Número de aduana              | 90189084           |
| GMDN  | 35352   | GTIN                          | 04046826064334     |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                    | 13-666             |
| Clasificación   | 5 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                   | 4046826;N004;05;XR |
| Peso neto (kg)  | 0,158   | Manual de uso                 | GATDN00X           |
| Latex free  | si  | Instrucciones de preparación  |                    |
|   |   |                               |                    |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                               |                    |
| Imagen completa   |   | Imagen detallada              |                    |
|   |   |                               |                    |
| Condiciones de almacenamiento   |   |                               |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |   |                               |                    |
| Material  |   |                               |                    |
|   | N° de material (Denominación DIN)               |                               |                    |
| Cuerpo  | 1.4301 (X5CrNi18-10)                            |                               |                    |