






## Ficha técnica REF 52.25.22

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                     |                                                 |                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Referencia                                                                                                                                                          | 52.25.22                                        | Kristeller separador vag fig 2 |                    |
| Unidad                                                                                                                                                              | unid.                                           | Número de aduana               | 90189084           |
| GMDN                                                                                                                                                                | 35352                                           | GTIN                           | 04046826064617     |
| Clasificación                                                                                                                                                       | 1 (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                     | 13-666             |
| Clasificación                                                                                                                                                       | 5 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                    | 4046826;N004;05;XR |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                      | 0,119                                           | Manual de uso                  | GATDN00X           |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                              | Instrucciones de preparación   |                    |
|   |                                                 |                                |                    |
| Medicon medios                                                                                                                                                      | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                |                    |
| Imagen completa                                                                                                                                                     |                                                 | Imagen detallada               |                    |
|                                                                                   |                                                 |                                |                    |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                       |                                                 |                                |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                              |                                                 |                                |                    |
| Material                                                                                                                                                            |                                                 |                                |                    |
|                                                                                                                                                                     | N° de material (Denominación DIN)               |                                |                    |
| Cuerpo                                                                                                                                                              | 1.4301 (X5CrNi18-10)                            |                                |                    |