






Ficha técnica REF 52.27.53

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.27.53	Heaney separador p histerec 28x82mm 19cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35352	GTIN	04046826065478
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;02;aj;59
Peso neto (kg)	0,128	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	28x82mm 19cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		