






Ficha técnica REF 52.27.60

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.27.60	Doyen especulo lateral 60x30mm 23cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35352	GTIN	04046826065485
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-666
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,170	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	60x30mm 23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		