



Ficha técnica REF 52.28.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.28.01	Auvard espéculo vag c peso 75x45/38mm 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35352	GTIN	04046826065508
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-666
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	1,227	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	75x45/38mm 24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		