



Ficha técnica REF 52.28.65

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|-----------------|------------|--|--------------------|
| Referencia | 52.28.65 | Scherback valva de espéculo 70x45/70mm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35352 | GTIN | 04046826065669 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-666 |
| Clasificación | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;05;XR |
| Peso neto (kg) | 0,090 | Manual de uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |



| | |
|----------------|---|
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |
|----------------|---|

Imagen completa

Imagen detallada



| | | | |
|--------|------------|---------------|--|
| Medida | 70x45/70mm | Revestimiento | |
|--------|------------|---------------|--|

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

| | N° de material (Denominación DIN) |
|--------|-----------------------------------|
| Cuerpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) |