






## Ficha técnica REF 52.30.19

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.30.19	Hegar dilatador uter 19.0mm 18.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11267	GTIN	04046826065997
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-266
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso neto (kg)	0,076	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	19.0mm 18.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		