






Ficha técnica REF 52.31.11

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------------|
| Referencia | 52.31.11 | Hegar dilatador uter 11.5mm 18.5cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 11267 | GTIN | 04046826066222 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-266 |
| Clasificación | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;02;XG |
| Peso neto (kg) | 0,036 | Manual de uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 11.5mm 18.5cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |