






Ficha técnica REF 52.35.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.35.01	Hegar dilatador uter doble 1+2mm 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11267	GTIN	04046826066758
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-266
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso neto (kg)	0,004	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	1+2mm 20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		