







## Ficha técnica REF 52.40.36

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.40.36	Simpson histerometro rigido pulgadas 27cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13643	GTIN	04046826067175
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-644
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	27cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		