




Ficha técnica REF 52.41.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.41.50	Braun depresor uter doble 27cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	39610	GTIN	04046826067212
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-486
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	27cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		