








Ficha técnica REF 52.46.75

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.46.75	Medicon pinza p uter 3x3d 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13998	GTIN	04046826067403
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-453
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,078	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		