








Ficha técnica REF 52.46.90

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 52.46.90 | Czerny pinza p uter 4x4d 19.5cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 13998 | GTIN | 04046826067427 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 16-453 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso neto (kg) | 0,065 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|    | | | |
| Medida | 19.5cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |