



Ficha técnica REF 52.53.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.53.02	Heaney pinza hysterect 2d 21cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826067748
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,079	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)
----------------	---

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	21cm	Revestimiento	
--------	------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)