







## Ficha técnica REF 52.64.20

11.12.2025

| Datos generales   |   |                                    |                         |
|---|---|------------------------------------|-------------------------|
| Referencia  | 52.64.20  | Tischler Morgan pinza biopsia 22cm |                         |
| Unidad  | unid.   | Número de aduana                   | 90189084                |
| GMDN  | 11775   | GTIN                               | 04046826067953          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                         | 11-775                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg)  | 0,105   | Manual de uso                      | GATDR00X                |
| Latex free  | si  | Instrucciones de preparación       | MPK23-1                 |
|     |   |                                    |                         |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                    |                         |
| Imagen completa   |   | Imagen detallada                   |                         |
|   |   |                                    |                         |
| Medida  | 22cm  | Revestimiento                      |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |   |                                    |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |   |                                    |                         |
| Material  |   |                                    |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN)               |                                    |                         |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)                                |                                    |                         |
| Tornillo  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                            |                                    |                         |