






## Ficha técnica REF 52.71.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.71.05	Schroeder cucharilla rigida 30cm fig 5	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46870	GTIN	04046826068547
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-508
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,088	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	30cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		