








## Ficha técnica REF 52.82.16

11.12.2025

| Datos generales   |   |                                 |                         |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|
| Referencia  | 52.82.16  | Recamier cureta rigida ro fig 6 |                         |
| Unidad  | unid.   | Número de aduana                | 90189084                |
| GMDN  | 32594   | GTIN                            | 04046826069384          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                      | 11-084                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                     | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso neto (kg)  | 0,069   | Manual de uso                   | GATDR00X                |
| Latex free  | si  | Instrucciones de preparación    | MPK12-1                 |
|     |   |                                 |                         |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                 |                         |
| Imagen completa   |   | Imagen detallada                |                         |
|    |   |                                 |                         |
| Medida  | 31cm  | Revestimiento                   |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |   |                                 |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |   |                                 |                         |
| Material  |   |                                 |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN)               |                                 |                         |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)                                |                                 |                         |
| Mango   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                            |                                 |                         |