





Ficha técnica REF 52.90.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	52.90.15	Rotunda catétere lavador Ø 5mm 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10730	GTIN	04046826069988
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-730
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 5mm 20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		