



Ficha técnica REF 52.92.14

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	52.92.14	cureta de aspir 28cm Ø 14mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826070052
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,126	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	28cm Ø 14mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		