




## Ficha técnica REF 52.97.18

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                         |                                                 |                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Referencia                                                                                                                                                              | 52.97.18                                        | tubo p amnioscopia 18x200mm  |                |
| Unidad                                                                                                                                                                  | unid.                                           | Número de aduana             | 90189084       |
| GMDN                                                                                                                                                                    | 32631                                           | GTIN                         | 04046826070373 |
| Clasificación                                                                                                                                                           | N.A. (EU MDD)                                   | UMDNS-Code                   |                |
| Clasificación                                                                                                                                                           | NA (EU MDD)                                     | Base UDI-DI                  |                |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                          | 0,227                                           | Manual de uso                |                |
| Latex free                                                                                                                                                              | si                                              | Instrucciones de preparación | MPK01          |
|                                                                                        |                                                 |                              |                |
| Medicon medios                                                                                                                                                          | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                              |                |
| Imagen completa                                                                                                                                                         |                                                 | Imagen detallada             |                |
|   |                                                 |                              |                |
| Medida                                                                                                                                                                  | 18x200mm                                        | Revestimiento                |                |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                           |                                                 |                              |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                  |                                                 |                              |                |
| Material                                                                                                                                                                |                                                 |                              |                |
|                                                                                                                                                                         | N° de material (Denominación DIN)               |                              |                |
| Cuerpo                                                                                                                                                                  | 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)                        |                              |                |