



Ficha técnica REF 53.10.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	53.10.30	Martin pelvimetro 35cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12980	GTIN	04046826070465
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-417
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Peso neto (kg)	0,295	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)
----------------	---

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	35cm	Revestimiento	
--------	------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)