






## Ficha técnica REF 53.62.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	53.62.11	Mod USA tijera p cordón umbilicales 11 cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35328	GTIN	04046826070908
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-493
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,032	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	11 cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		