






Ficha técnica REF 53.70.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	53.70.03	Cuzzi cucharilla p placenta 30cm fig 3 21mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46870	GTIN	04046826070977
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,092	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	30cm 21mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		