






## Ficha técnica REF 53.80.04

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	53.80.04	vaina p diagnostico Ø 5.5mm c 1 llave	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	37086	GTIN	04046826071264
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-081
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,200	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 5.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		