





## Ficha técnica REF 54.23.60

11.12.2025

| Datos generales  |                                   |   |   |
|--|-----------------------------------|---|---|
| Referencia   | 54.23.60                          | Cooley separador costal alu p lactantes |   |
| Unidad   | unid.                             | Número de aduana                        | 90189084  |
| GMDN   | 13709                             | GTIN                                    | 04046826071936  |
| Clasificación  | 2a (EU MDD)                       | UMDNS-Code                              | 13-709  |
| Clasificación  | 7 (EU MDD)                        | Base UDI-DI                             |   |
| Peso neto (kg)   | 0,150                             | Manual de uso                           | G051570   |
| Latex free   | si                                | Instrucciones de preparación            | MPK03   |
|   |                                   |   |   |
| Medicon medios   | 450.00.53 (catálogo cardio )      |   |   |
| Imagen completa  |                                   | Imagen detallada                        |   |
|  |                                   |   |   |
| Medida   |                                   | Revestimiento                           | Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio |
| Condiciones de almacenamiento  |                                   |   |   |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                             |                                   |   |   |
| Material   |                                   |   |   |
|  | N° de material (Denominación DIN) |   |   |
| Cuerpo   | 3.2315 (AlMgSi1)                  |   |   |
| Tornillo   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |   |   |
| Otro   | 1.4021 (X20Cr13)                  |   |   |