





Ficha técnica REF 54.23.67

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	54.23.67	Cooley separador alu c espigones p niños peq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13709	GTIN	04046826071998
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-709
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,080	Manual de uso	G051570
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.2315 (AlMgSi1)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4021 (X20Cr13)		