



Ficha técnica REF 54.30.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	54.30.01	Doyen legra 18cm der	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826072209
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-879
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso neto (kg)	0,046	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		