



Ficha técnica REF 54.35.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	54.35.15	separador pulmonar 132mm 26cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826072360
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-649
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,180	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	132mm 26cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		