



## Ficha técnica REF 54.35.50

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                   |                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 54.35.50                          | Davidson separador escápula 50x75mm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                             | Número de aduana                    | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 45918                             | GTIN                                | 04046826072391          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                          | 13-649                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,328                             | Manual de uso                       | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                | Instrucciones de preparación        | MPK24-1                 |
| <div></div> |                                   |                                     |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.53 (catálogo cardio )      |                                     |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                   | Imagen detallada                    |                         |
|                                                                                             |                                   |                                     |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 50x75mm                           | Revestimiento                       |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                   |                                     |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                   |                                     |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                   |                                     |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN) |                                     |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4301 (X5CrNi18-10)              |                                     |                         |
| Mango                                                                                                                                                                         | 1.4301 (X5CrNi18-10)              |                                     |                         |