







Ficha técnica REF 55.08.07

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.08.07	valvulotomo retrogrado 2.5mm 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	14339	GTIN	04046826072612
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-226
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	2.5mm 24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		