






Ficha técnica REF 55.08.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	55.08.15	perforadora p aorta 15cm Ø 5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35285	GTIN	04046826072650
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	13-229
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,150	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15cm Ø 5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		